

ACTIMOVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Actimove® Post-Op ROM térdrögztő

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Lejáratási idő: lásd a csomagoláson.

Gyártó: Vincent Rehab Devices Company Ltd., Flats B2 & C2, 7/F, Phase 2, Hang Fung Industrial Building, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az Actimove® Post-op ROM térdrögztőt választotta. Az Actimove® Post-Op ROM térdrögztő megakadályozza a térd mozgását vagy korlátozza a mozgástartományt, a szakorvos előírása alapján. Sérülés után, műtétet követően és rehabilitáció során is használható. A forgópánt gyorsrögztő kulcsaival 0°-os, 15°-os és 30°-os szögben tarthatja a térdet. A mozgástartomány –10° és 120° közötti hajlításhoz, illetve –10° és 90° közötti nyújtáshoz állítható be 10°-os lépésekben. A térdrögztő teleszkópos rúdjai a legtöbb beteghez beállíthatók. A térdrögztő bal és jobb térdre egyaránt viselhető.

Rendeltetészerű használat és javallatok: A termék posztoperatív használata az alábbi eljárások után, illetve esetekben javallott:

- Az ACL (elülső keresztszalag), PCL (hátsó keresztszalag), MCL (belső oldalszalag) és LCL (külső oldalszalag) sérülése
- A sípcsont ízületi felszínének törése
- Osteochondralis (a porcot és az alatta lévő csontot érintő) helyreállítás
- Meniscus- (gyűrűporc-) helyreállítás
- Patellaín-helyreállítás
- Condylaris (csontízületvégi) törés helyreállítása
- Térdficam vagy -húzódás
- MTO (magas tibia osteotomia térdtengely-helyreállító műtét)

Alkalmazás: Kezdeti alkalmazását csak egészségügyi szakember végezheti. Alkalmazás előtt gondosan olvassa el az utasításokat.

1. Kapcsolja ki a csatokat, nyissa szét a forgópánt rúdait, majd terítse ki a térdrögztőt. (1)
2. Állítsa be a térdrögztőt úgy, hogy a beteg térdje a forgópántok között középen helyezkedjen el. A „TOP” jelzésű forgópántrudak legyenek a combnál. (2)
3. Állítsa a térdrögztőt a beteg lábának hosszához úgy, hogy a rudak gombjait kioldási („unlock”) irányba tolja és ott tartja, miközben a rudakat a kívánt hosszra csúsztatja. A gomb felengedésével a rúd lezárt („lock”) helyzetbe kerül. A forgópántrúd hosszjelzői segítenek, hogy a beállítás mediális és laterális irányban azonos legyen. (3)

4. Laza helyzetben rögzítse a csatokat. A térdhez legközelebbi pántokkal kezdje. Miután minden csatot bekapcsolt, ellenőrizze, hogy fennmaradt a forgópántrudak laterális és mediális helyzete, és a beteg térdé a rudak között középen helyezkedik el. (4)

5. Húzza át a pántokat a csatokon, és rögzítse őket a tépőzárral. (5) Ha rövidebb pántokra van szükség, vegye le a tépőzárát, vágjon le vagy hajtson fel a pántból, majd helyezze vissza a tépőzárát. A pántokat állítsa kellőképpen szorosra úgy, hogy az a beteg számára kényelmes legyen. (6)

A ROM forgópánt beállításai:

1. A forgópánt a színes gyorslezáró gomb segítségével 0°-os (semleges), illetve 15°-os és 30°-os (hajlított) helyzetben rögzíthető. Mielőtt a gyorslezáró gombokkal elvégzi a rögzítést, bizonyosodjon meg róla, hogy a mediális és a laterális beállítások meggyeznek. (7)

2. A nyújtási és hajlítási határértékek beállításához kapcsolja a színes gyorslezáró gombot kioldási („unlock”) helyzetbe. (8) Mielőtt a gyorslezáró gombokkal elvégzi a rögzítést, bizonyosodjon meg róla, hogy a mediális és a laterális beállítások meggyeznek.

A nyújtási határértéket –10° és 90° közé állíthatja be, ehhez húzza ki és csúsztassa el a fület a kívánt helyzetbe.

A hajlítási határértéket –10° és 120° közé állíthatja be, ehhez húzza ki és csúsztassa el a fület a kívánt helyzetbe. (9)

Az első alkalmazást követően az Actimove® Post-Op ROM térd rögzítő egyszerűen a csatok kikapcsolásával levehető és újra felhelyezhető.

Kizárólag orvosa utasítására vegye le.

Ellenjavallatok: A termékkel szemben nincsenek ellenjavallatok.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Az Actimove® Post-op ROM térd rögzítőt egyetlen beteg általi használatra tervezték. Rendeltetése szerint nem alkalmas arra, hogy másik beteg is használja.
- Ha a használat során fájdalmat, duzzanatot vagy más tünetet észlel, hagyja abba az eszköz használatát, és forduljon orvoshoz.
- Az eszköz rendeltetése szerint úgy védi a sérült területet, hogy az orvos által elrendelt rehabilitációs programnak vagy egyéb intézkedéseknek megfelelően korlátozza a mozgástartományt.

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Tisztítás és ápolás: Műanyag részek (például zárópántok). Az ortopéd keret tisztításához enyhén szappanos vízzel átitatott törülőkendőt használjon.

Textilből készült részek (habbetétek): A habbetéteket kézzel, enyhén mosószeres vízben mossa, majd alaposan öblítse ki. Finoman nyomkodja ki belőlük a víz nagy részét, majd fektetve a levegőn szárítsa. Ne tegye ki közvetlen hő vagy napfény hatásának. Ne fehéritse, ne vasalja ki és ne vegytisztítsa. Száraz, jól szellőző helyen, szobahőmérsékleten tárolja.

Megjegyzés:

Az eszközhöz köthető bármilyen súlyos incidenst jelenteni kell a vállalatnak, valamint az Ön országában illetékes hatóságnak.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük jelentsen a Vincent Rehab Devices Company Ltd., Flats B2 & C2, 7/F, Phase 2, Hang Fung Industrial Building, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).



Lezárás dátuma: 2022. február 17.