

ACTIMOVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítő

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.

Lejáratí időt és méretet: lásd a csomagoláson.

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt választotta. Az Actimove® TaloActive számos esetben stabilizálja a bokaízületet, például bokasérülés utáni gyógyulás vagy műtét utáni rehabilitáció során. Ha enyhébb stabilizálásra van szüksége a rehabilitáció későbbi szakaszában, vagy szeretné megelőzni az újbóli sérülést mindennapi tevékenysége során, akkor a stabilizáló támaszokat eltávolítva is használhatja a bokarögzítőt. Ezenkívül két rugalmas pánt is fokozza a stabilitást és a boka megfelelő helyzetben tartását. A legjobb eredmények elérése érdekében kövesse a helyes alkalmazásra és használatra vonatkozó alábbi utasításokat.

Javallatok:

Az Actimove® TaloActive használata az alábbi esetekben javallott:

- Az ízületi szalag vagy tok sérülése a bokaízület felső részén, például szalagszakadás vagy -húzódás, deformálódás, a szárkapcsi szalagok sérülései
- Krónikus bokai instabilitás
- Enyhébb lágyszöveti sérülések
- Akut, krónikus és gyulladássos ödéma

Ellenjavallatok:

Ne használja az Actimove® TaloActive rögzítőt, ha instabil boka törése van.

Alkalmazás:

Javasoljuk, hogy az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt első alkalommal egészségügyi szakember vagy képzett specialista helyezze fel, hogy Ön a lehető legjobban kihasználhassa az optimális felhelyezés és a hatékony terápiás támogatás előnyeit. Az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt zoknis lábára helyezze fel, és sportcipőben vagy más fűzős cipőben viselje. Jobb és bal bokán egyaránt használható.

1. Lazítsa ki a bokarögzítő fűzőit. Két kézzel fogja meg a bokarögzítő felső részét, és húzza szét.
2. Helyezze két mutatóujját a bokarögzítő felső részének két oldalán lévő hurokba, majd vezesse át a bokáját a rögzítőn.
3. Igazítsa helyére a hajtókát, majd a fűzővel húzza a bokarögzítőt a kívánt szorosságig.
4. A pántok elhelyezéséhez keresztezze egyszer a rugalmas pántokat a láb felső részén, majd még egyszer a bokaízület hátsó részén, és rögzítse őket, hogy megfelelő körkörös támaszt adjanak. A pántokat olyan szorosságig húzza, amennyi a kívánt stabilitás eléréséhez szükséges.
5. A legkényelmesebb helyzet érdekében újraigazíthatja a stabilizáló támaszokat. Igazítsa be a támaszokat a belső anyag mentén a bokacsont (malleoli) körüli kényelmes elhelyezés eléréséhez.

A rehabilitáció későbbi szakaszában, illetve az újbóli sérülések megelőzése céljából a stabilizáló támaszokat eltávolítva is használhatja a bokarögzítőt. A könnyebb kezelhetőség érdekében fordítsa ki a bokarögzítőt. A kivehető támaszok eredeti helyzetét a fekete vonal jelöli. Kérdés esetén kérjük, forduljon orvosához.

Ha további információkat szeretne, nézze meg az Actimove® TaloActive alkalmazását bemutató videónkat! <https://www.youtube.com/watch?v=jS4ekwQ2dsU>

Tisztítás és ápolás:

A rögzítő mosásakor ellenőrizze, helyükön vannak-e a pántok.

Javasoljuk, hogy hagyja a rögzítőben a kivehető támaszokat, de ha kívánja, ki is veheti őket.

40 °C-on, enyhe mosószer használatával mossa ki.

Nyomkodja ki belőle a víz nagy részét, és levegőn szárítsa meg teljesen, mielőtt újból használná. A károsodás elkerülése érdekében az Actimove® TaloActive rögzítőt ne fehérítse, ne vegytisztítsa, ne tegye szárítógépbe és ne vasalja ki.

Fontos, hogy közvetlenül a rögzítőre ne kerüljön kenőcs vagy bármilyen vegyi anyag.

Óvintézkedések:

- Kérjük, kövesse kezelőorvosa terápiás javaslatait.
- Ha kellemetlen érzést, zsibbadást, bőrszínváltozást vagy duzzanatot észlel az alkalmazás során, hagyja abba az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítő használatát, és forduljon orvosához.
- Szobahőmérsékleten, lehetőleg az eredeti csomagolásában tárolja.
- A terméket egy adott beteg általi alkalmazásra tervezték, ezért nem javasoljuk, hogy több személy is használja.

Jellemzők:

- Gyorsan és egyszerűen kezelhető zárórendszer
- Stabilizáló támaszok: Könnyen kivehető és használható
- Szellőző, bőrbarát anyag
- A fűzős bokarögzítő stabilizálása

Figyelmeztetés:

- Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók mellékhatások.
- Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási helyeken vérellátási zavar alakult ki.
- Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
- Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás romlását okozhatja.
- A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) **vagy az Essity Hungary Kft.-nek** (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) **vagy az illetékes helyi hatóságnak** (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).



Lezárás dátuma: 2022. július 22.